

Mise en place et serrage des composants

Forces de serrage recommandées

75236-FR-0601

Produit	Force (Ncm)
Vis de couverture	5
Pilier de cicatrisation	10
Pilier Provisoire	10
Capuchon de cicatrisation	10
Pilier Uni	15
Vis de bridge	15
Insert Cresco™ (utilisé pour le système Astra Tech Implants)	15
Pilier provisoire (long terme)	25
Pilier ZirDesign™	25
Pilier Céramique	25
Pilier TiDesign™	25
Pilier Bi	25
Pilier Ct	25
Pilier Direct	25
Pilier ST	25
Pilier Angulé	25
Pilier Boule	25
Pilier Locator	25